



**MULTIGEL, a 1ª em gel para procedimento medicinal**

## **Ultra-Gel ELETRO (ECG) - GEL AZUL**

**Reg. M.S. ANVISA 80316110002**

### **Meio de contato para transmissão de impulsos elétricos**

**Ultra-Gel ELETRO** é um produto a base de água, com PH balanceado, especialmente elaborado por médico, com matérias-primas importadas de altíssima qualidade, para uso como meio de contato na transmissão de impulsos elétricos em eletrocardiografias, desfibriladores, bisturis elétricos e similares.

O **Ultra-Gel ELETRO** é solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele. Sua fórmula exclusiva proporciona maior rendimento e excelente condutividade.

**Modo de usar:** aplique **Ultra-Gel ELETRO** na área a ser examinada.

**Composição:** carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante, sequestrante, eletro-condutor e corante. Isento de Cloreto de Sódio (NaCl) e álcool.

**Validade:** 2 anos.

**Importante:** Conserve **Ultra-Gel ELETRO** ao abrigo da luz e em local seco.

**Apresentação em Embalagens:** Frascos de 100g e 300g, Garrafas de 500g, 1Kg e 2Kg, Bag de 2Kg e 5Kg, Galão de 5Kg.

**MultiGel** Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos para Saúde Ltda.

Rua Francisco Andrade, 111 – CEP: 37589-000 – Silvianópolis - MG.

Tel.: + 55 (35) 3451-1010

CNPJ: 49.604.226/0001-90 – Indústria Brasileira

[sac@multigel.com.br](mailto:sac@multigel.com.br) – sac + 55 (35) 3451-1344

Resp. Técnico: Nívia Freitas Nascimento – CRF MG: 26042

Certificação ANVISA

